Rohnson®
BEAUTY

NÁVOD K POUŽITÍ



LUNA
LED MASKA NA OBLIČEJ S ČERVENÝM SVĚTLEM
R-6000

Obsah

Popis zařízení 5
Použití zařízení 7
Bezpečnostní opatření 9
Pokyny k čištění 10
Nabíjení 11
Záruka 12
Často kladené otázky 12


Parametr	Hodnota
Označení modelu/SKU	R-6000
Materiály	ABS plast, silikon
Rozměry (V×Š×H)	670 x 190 x 5 mm
Hmotnost	390 g (včetně ovládání)
Napájecí zdroj	Lithium-iontová baterie
Kapacita baterie	2450 mAh
Provozní napětí	3,7 V
Vstupní napětí	5 v
Doba nabíjení	3–4 hodiny
Maximální doba nepřetržitého provozu	100 minut - režim červeného/ modrého/NIR světla 78 minut - režim fialového světla 60 minut - režim červeného + NIR světla
Režimy	Červené / modré / NIR / fialové / červené + NIR světlo
Počet LED diod	117 diod
Intenzita záření	Úroveň 1 • Červené sv. — 6,50 mW/cm² • Modré sv. — 17,11 mW/cm² • NIR — 5,2mW/cm² • Fialové sv. — 18 mW/cm² • Červené sv. + NIR — 11,2 mW/cm² Úroveň 2 • Červené sv. — 14,05 mW/cm² • Modré sv. — 30,63 mW/cm² • NIR — 10,1 mW/cm² • Fialové sv. — 28,5mW/cm²

	• Červené sv. + NIR — 18,6 mW/cm² Úroveň 3 • Červené světlo — 16,40 mW/cm² • Modré světlo — 47,65 mW/cm² • NIR — 14 mW/cm² • Fialové světlo — 43,5mW/cm² • Červené + NIR — 29 mW/cm²

Účel

LED maska je pokročilé zařízení pro péči o pleť, které využívá technologii fototerapie. Díky pěti různým vlnovým délkám světla účinně pomáhá s nejrůznějšími problémy s pletí. Světelná terapie stimuluje regeneraci kolagenu, což zlepšuje podkožní metabolismus a navrací pokožce její pružnost. Při pravidelném používání pomáhá tato LED maska udržovat tón pleti, zmírňovat její nedokonalosti a bojovat proti viditelným známkám stárnutí.


Popis zařízení



1. LED maska
2. Kabel typu C pro připojení masky k ovládání
3. Ovládání
4. Nabíjecí kabel USB-C

Popis ovládání

1. Tlačítko zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko pauza
3. Tlačítko nastavení intenzity světla
4. Tlačítka nastavení režimu
5. Doba provozu
6. Indikátor nabíjení
7. Indikátor světelného režimu
8. Indikátor intenzity světla



Obsah balení

Fototerapeutická maska ×1
Ovládání ×1
Kabel typu C ×1
USB-C nabíjecí kabel ×1
Pouzdro pro uskladnění ×1
Návod k použití ×1

Použití zařízení

1. Připojte masku k ovládání pomocí kabelu typu C. Zasuňte kabel do portu masky, dokud nezacvakne, a poté ji stejným způsobem připojte k ovládání.
2. Zapněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 2 vteřin. Maska se automaticky aktivuje v režimu červeného světla na první úrovni intenzity (indikace na displeji: C: R, L: 1).
3. Světelné režimy lze přepínat krátkým stisknutím (1 vteřina) tlačítek pro výběr režimu (^ / v). Výběr režimů: Modré světlo (C: B); NIR světlo (C: IR); Fialové světlo (C: RB); Červené + NIR světlo (C: R IR).
4. Nastavte intenzitu krátkým stisknutím (1 vteřina) tlačítek intenzity světla (-/+), čímž ji zvýšíte až na úroveň 3 nebo snížíte zpět na úroveň 1 (indikace na displeji: L: 1 (2/3)).
5. Krátkým stisknutím (1 vteřina) tlačítka pauzy pozastavíte provoz. Opětovným stisknutím tlačítka provoz obnovíte.
6. Zařízení vypnete stisknutím a podržením tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 2 vteřin.

Použití zařízení

[Důležité] Před prvním použitím proveďte test citlivosti:
— Umístěte masku na vnitřní stranu paže.
— Zapněte masku a absolvujte celou 10minutovou fototerapeutickou proceduru.
— Pokud na kůži zaznamenáte jakékoli nepohodlí nebo pocit pálení, okamžitě přestaňte zařízení používat.
— Po testování počkejte přibližně 6 hodin. Pokud vnitřní strana vaší paže zčervená a/nebo začne svědit, použití LED masky pro Vás není vhodné.

1. Před procedurou si nejprve důkladně očistěte a osušte ruce a obličej.
2. Upevněte masku na obličej zapnutím popruhů se suchým zipem a zajistěte, aby pohodlně seděla a nesklouzávala.
3. Připojte masku k ovládání a zapněte ji.
4. Vyberte preferovaný světelný režim a úroveň intenzity.
5. Uvolněte se a vychutnejte si fototerapeutickou proceduru. Každý světelný režim funguje po dobu 15 minut, než se ovládání automaticky vypne. Při změně režimů se časovač resetuje a spustí nový 15minutový cyklus.

[Důležité] Během fototerapie pečlivě sledujte celkovou dobu procedury (pokud používáte více režimů během jedné relace), abyste zajistili, že nepřekročí 15 minut.

6. Po ukončení světelné terapie naneste svůj oblíbený přípravek pro péči o pleť (sérum nebo krém), protože pokožka má po použití LED masky zvýšenou schopnost absorpce.
7. Pro viditelné výsledky používejte masku pravidelně 3–4krát týdně po dobu minimálně 4 týdnů.
8. Po dosažení požadovaných výsledků můžete frekvenci snížit na 1–2 udržovací procedury týdně.
9. Nepoužívejte více než 2 barvy světla denně. Každá barva světla by měla být používána maximálně 15 minut.

Specifikace světelných režimů



Červené světlo (630 nm)
Červené světlo má nejdelší vlnovou délku ze všech dostupných možností, a proto proniká hlouběji do pokožky než ostatní světelné režimy. Zaměřuje se na fibroblasty, stimuluje produkci kolagenu a podporuje regeneraci pokožky. V důsledku toho terapie červeným světlem urychluje hojení ran, zpevňuje a vypíná pokožku a redukuje viditelné známky stárnutí, včetně vrásek.



Modré světlo (415 nm)
Modré světlo má nejkratší vlnovou délku ve spektru viditelného světla. Zaměřuje se na vrstvu epidermis a má antimikrobiální účinky. Toto světlo je obzvláště účinné v boji proti akné, protože eliminuje bakterie, které způsobují tvorbu pupínků.



NIR světlo (830 nm)

Dosahuje hluboko do podkožní tkáně, zlepšuje krevní oběh, revitalizuje spící kožní buňky, obnovuje narušenou kožní bariéru a rozjasňuje zašlou či našedlou pleť.



Fialové světlo (Červená + Modrá = Fialová)

Pomáhá redukovat aktivní akné, napomáhá blednutí přetrvávajících skvrn a nedokonalosti, zlepšuje nerovnoměrný tón pleti a matný vzhled způsobený starými jizvami po akné.



Červené světlo + NIR světlo

Dvojitá síla proti stárnutí, zpevňuje kontury obličeje, vyhlazuje hluboké vrásky, zklidňuje citlivou křehkou pokožku a podporuje regeneraci pleti po kosmetických zákrocích.

Bezpečnostní opatření

— Toto zařízení nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívodní kabely mimo dosah dětí.
— Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti.
— Toto zařízení není určené pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
— Před čištěním nebo prováděním údržby spotřebič vždy odpojte od zdroje napájení.
— Spotřebič nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození, pokud spadl na zem, nefunguje správně nebo pokud je poškozen napájecí kabel. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Neodborné zásahy mají za následek ztrátu záruky a mohou uživatele vystavit vážnému nebezpečí.
— Chraňte ovládání a nabíjecí adaptér před kontaktem s vodou a jinými tekutinami. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí (např. v blízkosti vany nebo sprchy) a nedotýkejte se ho mokrýma rukama.
— Maska je určena pouze pro domácí použití. Používejte zařízení výhradně v souladu s postupy uvedenými v tomto návodu k použití. Jakékoli neoprávněné použití může způsobit poškození výrobku nebo újmu na zdraví.
— Pokud je maska poškozená, okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte autorizovaný zákaznický servis, abyste předešli možným rizikům. Jakékoli neoprávněné opravy, demontáž nebo nesprávné použití budou mít za následek ztrátu záruky výrobce.
— Upozornění: Přístroj vyzařuje intenzivní LED světlo. Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla, pokud je maska v provozu.
— Nepoužívejte masku během nabíjení. Během nabíjení se nedotýkejte masky, nabíjecího kabelu ani USB adaptéru mokrýma rukama.
— Okamžitě přestaňte zařízení používat, pokud při používání masky zaznamenáte nepohodlí nebo jakoukoli nežádoucí reakci (začervenání kůže, svědění, alergickou reakci).
— Zařízení nesmí používat kojenci, děti, osoby trpící epilepsií, lidé s onemocněním štítné žlázy nebo osoby užívající léky na štítnou žlázu.

— Nepoužívejte masku, pokud máte poškozenou, poraněnou nebo čerstvě operovanou pokožku.

Pokyny k čištění

1. Před čištěním vždy odpojte zařízení od zdroje napájení.
2. Během čištění nestříkejte vodu přímo na zařízení.
3. Otřete povrch masky dvakrát 70–80% roztokem etanolu (pokaždé nechte působit 3 minuty), poté použijte vlhký nebo suchý hadřík.
4. Vyvarujte se použití hořlavých čisticích prostředků, jako je benzen, rozpouštědla nebo butylacetát.
5. Nepoužívejte jiné čisticí prostředky, protože by mohly masku poškodit.

Uskladnění

1. Po každém použití očistěte povrch LED masky.
2. Zařízení skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.
3. Vyvarujte se skladování zařízení v prašných prostorách, na přímém slunečním světle nebo ve vlhkém prostředí.
4. Tato maska neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit nebo servisovat sám uživatel.

Nabíjení

Úroveň nabití baterie LED masky se zobrazuje na ovládání.
100%: Svítí všechny 4 indikátory baterie.
75-100%: Svítí 3 indikátory.
50-75%: Svítí 2 indikátory.
25-50%: Svítí 1 indikátor.
0-25%: Bliká 1 indikátor.

Chcete-li LED masku nabít, připojte nabíjecí kabel k USB portu počítače (nebo k adaptéru) a druhý konec do portu typu C na ovládání. Nepřipojujte nabíjecí kabel přímo k masce.

Průběh nabíjení LED masky se rovněž zobrazuje na ovládání.
Nabití na 0-25%: Bliká jeden indikátor.
Nabití na 25-50% ch: Jeden indikátor svítí, zatímco druhý bliká.
Nabití na 50-75%: Dva indikátory svítí, zatímco třetí bliká.
Nabití na 75-100%: Tři indikátory svítí, zatímco čtvrtý bliká.
Nabití na 100%: Všechny čtyři indikátory svítí po celou dobu, kdy je ovládání připojeno ke zdroji napájení. Po odpojení od zdroje napájení displej automaticky zhasne.

— Pokud vstupní napětí klesne pod 3,2 V, indikátor nabíjení třikrát blikne a poté se ovládání automaticky vypne.
— Pro nabíjení používejte pouze originální USB kabel dodaný se zařízením. Nepřipojujte masku přímo k nabíjecímu USB kabelu.
— Použití adaptéru s napětím nižším než 5 V zabrání nabíjení masky. Použití adaptéru s napětím vyšším než 5 V může výrobek poškodit.
— Toto zařízení je vybaveno ochranou proti přepětí (pro vstupní napětí mezi 6 V a 20 V).
— Nikdy nepoužívejte zařízení během nabíjení.

Likvidace

1. Při likvidaci zařízení nejprve vyjměte baterii.
2. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
3. Po vyjmutí zlikvidujte baterii v souladu s místními předpisy.

Záruka

Na masku se vztahuje dvouletá záruka. Pokud se během záruční doby objeví jakékoli výrobní vady, bude výrobek opraven nebo vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním nebo přepravou, ani na výrobky, které byly opravovány svépomocí.

Často kladené otázky

Otázka: Je tato maska vodotěsná?
Odpověď: Ne. Pouze ji jemně otřete vodou nebo etanolem. Neomývejte ji vodou ani ji neponořujte do vody či jiných kapalin.

Otázka: Jak dlouho dokáže maska fungovat na jedno plné nabití?
Odpověď: V režimu smíšeného světla postačí jedno nabití na 5–6 procedur, každou v délce 15 minut. V režimech červeného/modrého/NIR světla lze masku použít na 8–9 procedur po 15 minutách.

Otázka: Moje pokožka byla po použití masky vysušená. Jak to mohu napravit?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že vlnové délky světla pronikají do dermální vrstvy (škáry) a stimulují buněčný metabolismus, čímž zvyšují absorpční kapacitu pokožky, vyžaduje vaše pleť více hydratace a výživy. Proto po použití LED masky doporučujeme doplnit vlhkost: dbejte na dostatečný přísun vody a živin do vaší pokožky.

Otázka: Zahřívá se maska během používání?
Odpověď: Při použití režimů červeného, modrého nebo NIR světla zůstává teplota masky stabilní. V režimu smíšeného světla se maska může zahřát na 38 ± 1 °C.

Otázka: Jsou výsledky viditelné ihned po prvním použití?
Odpověď: Účinky po jedné nebo dvou aplikacích budou méně znatelné, protože metabolismus kůže se řídí 28denním cyklem. Viditelné výsledky se proto obvykle objevují po 1 měsíci pravidelného používání.

Likvidace

Otázka: Jaká je doporučená délka jedné procedury s maskou?
Odpověď: Omezte fototerapeutické procedury na maximálně 15 minut. Překročení této doby může způsobit poškození kůže. Pečlivě prosím sledujte dobu používání.

Otázka: Mohu masku ohýbat nebo skládat?
Odpověď: Ne, protože by to mohlo poškodit její vnitřní obvody.

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.