Rohnson®
BEAUTY

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



LED ARCMASZK PIROS FÉNNYEL
LUNA R-6000

Tartalom

Az eszköz leírása 5
A készülék használata 7
Biztonsági intézkedések 9
Tisztítási útmutató 10
Feltöltés 11
Garancia 12
Gyakori kérdések 12


Paraméter	Érték
Modellmegjelölés/SKU	R-6000
Anyagok	ABS műanyag, szilikon
Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység)	670 x 190 x 5 mm
Súly	390 g (vezérlőegységgel együtt)
Energiaforrás	Lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor kapacitása	2450 mAh
Üzemi feszültség	3,7 V
Bemeneti feszültség	5 V
Töltési idő	3–4 óra
Maximális folyamatos üzemidő	100 perc - vörös fény/ kék fény/ NIR üzemmód 78 perc - lila fény üzemmód 60 perc - vörös fény + NIR (közeli infravörös) fény üzemmód
Üzemmódok	vörös / kék / NIR / lila / vörös + NIR (közeli infravörös) fény üzemmód
LED diódák száma	117 db
Fény intenzitása	1-es fokozat • Vörös fény — 6,50 mW/cm² • Kék fény — 17,11 mW/cm² • NIR — 5,2mW/cm² • Lila fény — 18 mW/cm² • Vörös fény + NIR (közeli infravörös) fény — 11,2 mW/cm² 2-es fokozat • Vörös fény — 14,05 mW/cm² • Kék fény — 30,63 mW/cm² • NIR (közeli infravörös) fény — 10,1mW/cm² • Lila fény — 28,5mW/cm²

	• Vörös fény + NIR (közeli infravörös) fény — 18,6 mW/cm² 3-as fokozat • Vörös fény — 16,40 mW/cm² • Kék fény — 47,65 mW/cm² • NIR — 14 mW/cm² • Lila fény — 43,5mW/cm² • Vörös fény + NIR (közeli infravörös) fény — 29 mW/cm²

Rendeltetés

A LED maszk olyan fejlett bőrápoló eszköz, amely fototerápiás technológiát alkalmaz. Az öt különböző hullámhosszú fénynek köszönhetően hatékonyan segít a különféle bőrproblémákon. A fényterápia serkenti a kollagén regenerálódását, ami javítja a bőr alatti anyagcserét és visszaadja a bőr rugalmasságát. A fiatalító fototerápiás maszk rendszeres használata segít megőrizni a bőr tónusát, enyhíteni a bőrhibákat és leküzdeni az öregedés látható jeleit.


Az eszköz leírása



1. Fototerápiás maszk
2. C típusú kábel a maszk és a vezérlőegység csatlakoztatásához
3. Vezérlőegység
4. USB-C töltőkábel

Kezelési leírás

1. Be- és kikapcsolás gomb
2. Szünet gomb
3. A fény intenzitásának beállítása
4. Módbeállító gombok
5. Működési idő
6. Feltöltést jelző indikátor
7. Fényüzemmódot jelző indikátor
8. A fény intenzitásának indikátora



A csomag tartalma

Fototerápiás maszk ×1
Vezérlőegység ×1
C típusú kábel ×1
USB-C töltő kábel ×1
Tasak ×1
Használati útmutató ×1

A készülék használata

1. A C típusú kábel segítségével csatlakoztassa a maszkot a vezérlőhöz. Dugja a kábelt a maszk portjába kattanásig, majd úgyanígy kapcsolja rá a vezérlőegységre.
2. A Be- és kikapcsolás gombot 2 mp-re lenyomva kapcsolja be a készüléket. A maszk automatikusan a vörös fény üzemmód 1-es fokozatára kapcsol (a kijelzőn ez látható: C: R, L: 1).
3. A fényüzemmódok a módválasztó gombok rövid lenyomásával (1 mp) válthatók át (^ / V). Üzemmód kiválasztása: Kék fény (C: B); Közeli infravörös fény (C: IR); Lila fény (C: RB); Vörös +NIR (közeli infravörös) fény (C: R IR).
4. A fény intenzitása gombok rövid (1 mp) lenyomásával állítsa be az intenzitást (-/+), amivel a 3-as fokozatig mehet, illetve vissza az 1-es fokozatra. L: 1 (2/3)).
5. A szünet gombot röviden (1 mp) lenyomva megszakítja az eszköz működését. A folytatáshoz nyomja meg ismét ezt a gombot.
6. A Be- és kikapcsolás gombot 2 mp-re lenyomva kikapcsolja a készüléket.

A készülék használata

[Fontos!] Első használat előtt végezze el az érzékenységi tesztet:
— Helyezze a maszkot a hónaljára.
— Kapcsolja be és alkalmazza az egész, 10 perces fototerápiás procedúrát.
— Ha bármilyen kellemetlenséget vagy égő érzést tapasztal a bőrén, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
— A teszt után várjon kb. 6 órát. Ha a hónalja kipirosodik és/vagy viszketni kezd, a LED-maszk használata az Ön számára nem alkalmas.

1. A procedúra előtt arcát és kezeit jól mossa meg és szárítsa meg.
2. Rögzítse a maszkot az arcára a tépőzáras pántok összehúzásával, ügyelve arra, hogy kényelmesen illeszkedjen és ne csússzon el.
3. Csatlakoztassa a maszkot a vezérlőegységhez és kapcsolja be.
4. Válassza ki az igénye szerinti fényüzemmódot és az intenzitást.
5. Lazuljon el és élvezze a fototerápiás procedúrát. Az egyes fényüzemmódok 15 percig működnek, miután a vezérlőegység önműködően kikapcsol. Más üzemmódra váltáskor az időzítő további 15 percre újraindul.
[Fontos!] Fototerápia során gondosan figyelje a teljes kezelési időt (ha egy procedúra során több módot használ), hogy ne haladja meg a 15 percet.

6. A fényterápia befejezése után vigye fel kedvenc bőrápoló termékét (szérumot vagy krémet), mivel a LED-maszk használata után a bőr fokozott felszívó képességgel rendelkezik.
7. A látható eredmény érdekében a maszkot legalább 4 héten keresztül, hetente 3-4 alkalommal használja.
8. A kívánt eredmény elérése után a gyakoriságot heti 1-2 fenntartó kezelésre csökkentheti.
9. Egy nap ne használjon 2-nél több fényüzemmódot. Minden egyes színű fényt maximum 15 percig szabad használni.

A fényüzemmódok leírása



Vörös fény (630 nm)
A vörös fény rendelkezik a leghosszabb hullámhosszal az összes elérhető opció közül, ezért mélyebben behatol a bőrbe, mint más fénymódok. Célzottan hat a fibroblasztokra, serkenti a kollagén termelődését és elősegíti a bőr regenerálódását. Ennek eredményeként a vörös fényterápia felgyorsítja a sebek gyógyulását, feszessé teszi a bőrt és csökkenti az öregedés látható jeleit, így a ráncokat is.



Kék fény (415 nm)
A kék fény rendelkezik a legrövidebb hullámhosszal a látható fény spektrumában. A hámréteget célozza meg, és antimikróbás hatást fejt ki. Ez a fény különösen hatékony az akné elleni küzdelemben, mivel elpusztítja a pattanásokat okozó baktériumokat.



NIR Közeli infravörös fény (830 nm)

Mélyen behatol a bőr alatti szövetekbe, javítja a vérkeringést, revitalizálja az alvó bőrsejteket, helyreállítja a bőr sérült védőrétegét és ragyogóvá teszi a fakó vagy szürkés bőrt.



Lila fény (Vörös + Kék = Lila)

Kezeli az aktív pattanásokat, segít elhalványítani a makacs foltokat és tökéletlenségeket, javítja az egyenetlen és a régi aknés hegek által okozott fakó bőrtónust.



Vörös fény + NIR Közeli infravörös fény

Öregedés elleni kettős hatású kezelés, amely feszesebbé teszi az arckontúrokat, kisimítja a mélyráncokat, nyugtatja az érzékeny, törékeny bőrt és támogatja a bőr regenerálódását kozmetikai beavatkozások után.

Biztonsági intézkedések

— A jelen készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és csatlakozó kábeleit tartsa gyermekektől távol.
— Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
— Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
— Tisztítás vagy karbantartás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
— Ne használja a készüléket, ha sérülés jeleit mutatja, ha leesett a földre, ha nem működik megfelelően, vagy ha a tápkábel sérült. Bárminemű javítást csak márkaszerviz végezhet a készüléken. A szakszerűtlen beavatkozás a garancia elvesztésével jár és komoly veszélynek teheti ki a felhasználót.
— Óvja a vezérlőegységet és töltőadaptert a vízzel és más folyadékokkal való érintkezéstől. Ne használja a készüléket nedves környezetben (pl. fürdőkád vagy zuhanyzó közelében) és ne érintse meg nedves kézzel.
— A maszkot kizárólag otthoni felhasználásra tervezték. A készüléket csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírt eljárásoknak megfelelően használja. Bármilyen jogosulatlan használat a termék károsodását vagy egészségkárosodást okozhat.
— Ha a maszk sérült, azonnal hagyja abba a használatát és vegye fel a kapcsolatot a hivatalos ügyfélszolgálattal a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében. Bármilyen jogosulatlan javítás, szétszerelés vagy nem rendeltetésszerű használat a gyártói garancia elvesztését eredményezi.
— Figyelmeztetés: A készülék intenzív LED fényt bocsát ki. A maszk működése során soha ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
— Ne használja a maszkot, amíg feltölti. Töltés közben ne érintse meg nedves kézzel a maszkot, a töltőkábelt vagy az USB adaptert.
— Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha kellemetlen érzést vagy bármilyen mellékhatást (bőrpír, viszketés, allergiás reakció) tapasztal a maszk használata közben.
— A készüléket nem használhatják csecsemők, gyermekek, epilepsziában, pajzsmirigybetegségben szenvedők vagy pajzsmirigy-gyógyszert szedő személyek.
— Ne használja a maszkot károsodott, sérült vagy frissen operált bőr esetén.

Tisztítási útmutató

1. Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózatból.
2. Tisztítás közben ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre.
3. Törölje át a maszk felületét kétszer 70-80%-os etanolos oldattal (hagyja hatni 3 percig alkalmanként), majd használjon nedves vagy száraz ruhát.
4. Kerülje a gyúlékony tisztítószerek, például a benzol, oldószerek vagy butil-acetát használatát.
5. Ne használjon más tisztítószereket, mert azok károsíthatják a maszkot.

Tárolás

1. A LED-maszk felületét minden használat után tisztítsa meg.
2. Tárolja száraz helyen, szobahőmérsékleten.
3. Kerülje a készülék poros, párás vagy közvetlen napfénynek kitett helyen történő tárolását.
4. Ez a maszk nem tartalmaz felhasználó által szervizelhető alkatrészeket.

Feltöltés

A LED-maszk akkumulátorának töltöttségi szintje a vezérlőegységen látható.
100%: Az akkumulátor mind a 4 indikátora világít.
75-100%: 3 indikátor világít.
50-75%: 2 indikátor világít.
25-50%: 1 indikátor világít.
0-25%: 1 indikátor villog.

A LED-maszk töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt a számítógépe USB-portjához (vagy egy adapterhez), a másik végét pedig a vezérlőegység C portjához. Ne csatlakoztassa a töltőkábelt közvetlenül a maszkhoz.

A LED-maszk töltési folyamata a vezérlőegységen is látható.
0-25%-os feltöltöttség: 1 indikátor villog.
25-50%-os feltöltöttség: 1 indikátor világít, a második villog.
50-75%-os feltöltöttség: 2 indikátor világít, a harmadik villog.
75-100%-os feltöltöttség: 3 indikátor világít, a negyedik villog.
100%-os feltöltöttség: Amíg a vezérlőegység csatlakoztatva van a tápforráshoz, mind a négy indikátor világít. A kijelző automatikusan elalszik, ha leválasztja a tápforrásról.

— Ha a bemeneti feszültség 3,2 V alá csökken, a töltésjelző háromszor felvillan, majd a vezérlés automatikusan kikapcsol.
— Töltéshez csak az eszközhöz mellékelt eredeti USB-kábelt használja. Ne csatlakoztassa a maszkot közvetlenül az USB töltőkábelhez.
— 5 V-nál alacsonyabb feszültségű adapter használata meggátolja a maszk feltöltődését. Az 5 V-nál nagyobb feszültségű adapter használata károsíthatja a terméket.
— Ez a készülék túlfeszültség-védelemmel van ellátva (6 V és 20 V közötti bemeneti feszültség esetén).
— Feltöltés során soha ne használja a készüléket.

Megsemmisítés

1. Likvidálás esetén vegye ki az akkumulátort.
2. Az akkumulátor kivétele előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék.
3. Az eltávolítás után az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Garancia

A LED MASK fiatalító fototerápiás maszkra két év garancia vonatkozik. Amennyiben a jótállási időszak alatt bármilyen gyártási hibát észlelnek, a terméket megjavítjuk vagy kicseréljük. Ez a garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból vagy szállításból eredő hibákra, valamint a felhasználó által javított termékekre.

Gyakori kérdések

Kérdés: A jelen maszk vízálló?
Válasz: Nem. tisztításkor óvatosan törölje át vízzel vagy etanollal. Ne mossa vízzel, ne is merítse vízbe, se más folyadékba.

Kérdés: Mennyi ideig működik a maszk egyetlen feltöltéssel?
Válasz: Vegyes fényű módban egyetlen töltés 5-6, egyenként 15 perces kezelésre elegendő. Vörös/kék/közeli infravörös fény módokban a maszk 8-9, egyenként 15 perces kezelésre használható.

Kérdés: A maszk használata után száraznak éreztem a bőröm. Mit tehetek ez ellen?
Válasz: Mivel a fény hullámhosszai behatolnak a bőr rétegeibe (dermisz) és serkentik a sejtek anyagcseréjét, növelve a bőr felszívóképességét, a bőrnek több hidratálásra és táplálásra van szüksége. Ezért a LED maszk használata után javasoljuk a hidratálást: figyeljen bőre utólagos víz- és tápanyagpótlására.

Kérdés: Felmelegszik a maszk használat során?
Válasz: Vörös, kék vagy közeli infravörös (NIR) fénymódok használata esetén a maszk hőmérséklete stabil marad. Vegyes fényű módban a maszk akár 38 ± 1°C-ra is felmelegedhet.

Kérdés: Az eredmény azonnal az első használat után látható?
Válasz: Egy vagy két alkalmazás után a hatás kevésbé lesz észrevehető, mivel a bőr anyagcseréje a 28 napos ciklust követi. Ezért a látható eredmények általában 1 hónapos rendszeres használat után jelentkeznek.

Megsemmisítés

Kérdés: Mennyi egy maszkos procedúra ajánlott időtartama?
Válasz: Egy kezelés idejét korlátozza max. 15 percre. A fenti idő túllépése a bőr károsodását okozhatja. Figyeljen ezért oda a használatai időre.

Kérdés: Meghajlíthatom-e vagy félbehajthatom-e a maszkot?
Válasz: Nem, mivel az tönkreteheti a maszk belső áramköreit.

Fenntartjuk a jogot a szöveg és a technikai adatok módosítására.

TANÁCSOK ÉS INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.

CE

A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

EAC CE RoHS ISO