Rohnson®
BEAUTY

NÁVOD NA POUŽITIE



LUNA
LED MASKA NA TVÁR S ČERVENÝM SVETLOM
R-6000

Obsah

Popis zariadenia.....5
Použitie zariadenia.....7
Bezpečnostné opatrenia.....9
Pokyny na čistenie.....10
Nabíjanie.....11
Záruka.....12
Často kladené otázky.....12


Parametr	Hodnota
Označenie modelu/SKU	R-6000
Materiály	ABS plast, silikón
Rozmery (V×Š×H)	670 x 190 x 5 mm
Hmotnosť	390 g (vrátane ovládania)
Napájací zdroj	Lítium-iónová batéria
Kapacita batérie	2450 mAh
Prevádzkové napätie	3,7 V
Vstupné napätie	5 v
Doba nabíjania	3–4 hodiny
Maximálna doba nepretržitej prevádzky	100 minút - režim červeného /modrého/NIR svetla 78 minút - režim fialového svetla 60 minút - režim červeného + NIR svetla
Režimy	Červené / modré / NIR / fialové / červené + NIR světlo
Počet LED diód	117 diód
Intenzita žiarenia	Úroveň 1 • Červené sv. — 6,50 mW/cm² • Modré sv. — 17,11 mW/cm² • NIR — 5,2mW/cm² • Fialové sv. — 18 mW/cm² • Červené sv. + NIR — 11,2 mW/cm² Úroveň 2 • Červené sv. — 14,05 mW/cm² • Modré sv. — 30,63 mW/cm² • NIR — 10,1 mW/cm² • Fialové sv. — 28,5mW/cm²

	• Červené sv. + NIR — 18,6 mW/cm² Úroveň 3 • Červené světlo — 16,40 mW/cm² • Modré světlo — 47,65 mW/cm² • NIR — 14 mW/cm² • Fialové světlo — 43,5mW/cm² • Červené + NIR — 29 mW/cm²

Účel

LED maska je pokročilé zariadenie na starostlivosť o pleť, ktoré využíva technológiu fototerapie. Vďaka piatim rôznym vlnovým dĺžkam svetla účinne pomáha s najrôznejšími problémami s pleťou. Svetelná terapia stimuluje regeneráciu kolagénu, čo zlepšuje podkožný metabolizmus a navracia pokožke jej pružnosť. Pri pravidelnom používaní pomáha táto LED maska udržiavať tón pleti, zmierňovať jej nedokonalosti a bojovať proti viditeľným známkam starnutia.


Popis zariadenia



1. LED maska
2. Kábel typu C pre pripojenie masky na ovládanie
3. Ovládanie
4. Nabíjací kábel USB-C

Popis ovládania

1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
2. Tlačidlo pauza
3. Tlačidlo nastavenia intenzity svetla
4. Tlačidlá nastavenia režimu
5. Doba prevádzky
6. Indikátor nabíjania
7. Indikátor svetelného režimu
8. Indikátor intenzity svetla



Obsah balenia

Fototerapeutická maska ×1
Ovládanie ×1
Kábel typu C ×1
USB-C nabíjací kábel ×1
Puzdro na uskladnenie ×1
Návod na použitie ×1

Použitie zariadenia

1. Pripojte masku k ovládaniu pomocou kábla typu C. Zasuňte kábel do portu masky, kým nezacvakne, a potom ju rovnakým spôsobom pripojte k ovládaniu.
2. Zapnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla zapnuté/vypnuté po dobu 2 sekúnd. Maska sa automaticky aktivuje v režime červeného svetla na prvej úrovni intenzity (indikácia na displeji: C: R, L: 1).
3. Svetelné režimy je možné prepínať krátkym stlačením (1 sekunda) tlačidiel pre výber režimu (/). Výber režimov: Modré svetlo (C: B); NIR svetlo (C: IR); Fialové svetlo (C: RB); Červené + NIR svetlo (C: R IR).
4. Nastavte intenzitu krátkym stlačením (1 sekunda) tlačidiel intenzity svetla (-/+), čím ju zvýšite až na úroveň 3 alebo znížite späť na úroveň 1 (indikácia na displeji: L: 1 (2/3)).
5. Krátkym stlačením (1 sekunda) tlačidla pauzy pozastavíte prevádzku. Opätovným stlačením tlačidla prevádzku obnovíte.
6. Zariadenie vypnete stlačením a podržaním tlačidla zapnuté/vypnuté po dobu 2 sekúnd.

Použitie zariadenia

[Dôležité] Pred prvým použitím vykonajte test citlivosti:
— Umiestnite masku na vnútornú stranu ramena.
— Zapnite masku a absolvujte celú 10-minútovú fototerapeutickú procedúru.
— Ak na koži zaznamenáte akékoľvek nepohodlie alebo pocit pálenia, okamžite prestaňte zariadenie používať.
— Po testovaní počkajte približne 6 hodín. Pokiaľ vnútorná strana vašej paže sčervená a/alebo začne svrbieť, použitie LED masky pre Vás nie je vhodné.

1. Pred procedúrou si najskôr dôkladne očistite a osušte ruky a tvár.
2. Upevnite masku na tvár zapnutím popruhov so suchým zipsom a zaistite, aby pohodlne sedela a neskĺzala.
3. Pripojte masku k ovládaniu a zapnite ju.
4. Vyberte preferovaný svetelný režim a úroveň intenzity.
5. Uvoľnite sa a vychutnajte si fototerapeutickú procedúru. Každý svetelný režim funguje po dobu 15 minút, kým sa ovládanie automaticky vypne. Pri zmene režimov sa časovač resetuje a spustí nový 15-minútový cyklus.

[Dôležité] Počas fototerapie starostlivo sledujte celkovú dobu procedúry (ak používate viac režimov počas jednej relácie), aby ste zaistili, že neprekročí 15 minút.

6. Po ukončení svetelnej terapie naneste svoj obľúbený prípravok na starostlivosť o pleť (sérum alebo krém), pretože pokožka má po použití LED masky zvýšenú schopnosť absorpcie.
7. Pre viditeľné výsledky používajte masku pravidelne 3–4krát týždenne po dobu minimálne 4 týždňov.
8. Po dosiahnutí požadovaných výsledkov môžete frekvenciu znížiť na 1–2 udržiavacie procedúry týždenne.
9. Nepoužívajte viac ako 2 farby svetla denne. Každá farba svetla by mala byť používaná maximálne 15 minút.

Špecifikácia svetelných režimov



Červené svetlo (630 nm)
Červené svetlo má najdlhšiu vlnovú dĺžku zo všetkých dostupných možností, a preto preniká hlbšie do pokožky ako ostatné svetelné režimy. Zameriava sa na fibroblasty, stimuluje produkciu kolagénu a podporuje regeneráciu pokožky. V dôsledku toho terapia červeným svetlom urýchľuje hojenie rán, spevňuje a vypína pokožku a redukuje viditeľné známky starnutia, vrátane vrások.



Modré svetlo (415 nm)
Modré svetlo má najkratšiu vlnovú dĺžku v spektre viditeľného svetla. Zameriava sa na vrstvu epidermis a má antimikrobiálne účinky. Toto svetlo je obzvlášť účinné v boji proti akné, pretože eliminuje baktérie, ktoré spôsobujú tvorbu vyrážok.



NIR svetlo (830 nm)

Dosahuje hlboko do podkožného tkaniva, zlepšuje krvný obeh, revitalizuje spiace kožné bunky, obnovuje narušenú kožnú bariéru a rozjasňuje zašlú či sivú pleť.



Fialové svetlo (Červená + Modrá = Fialová)

Pomáha redukovať aktívne akné, napomáha blednutiu pretrvávajúcich škvŕn a nedokonalosti, zlepšuje nerovnomerný tón pleti a matný vzhľad spôsobený starými jazvami po akné.



Červené svetlo + NIR svetlo

Dvojitá sila proti starnutiu, spevňuje kontúry tváre, vyhladzuje hlboké vrásky, upokojuje citlivú krehkú pokožku a podporuje regeneráciu pleti po kozmetických zákrokoch.

Bezpečnostné opatrenia

— Toto zariadenie nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho prívodné káble mimo dosahu detí.
— Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.
— Toto zariadenie nie je určené pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
— Pred čistením alebo vykonávaním údržby spotrebič vždy odpojte od zdroja napájania.
— Spotrebič nepoužívajte, ak vykazuje známky poškodenia, pokiaľ spadol na zem, nefunguje správne alebo ak je poškodený napájací kábel. Všetky opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis. Neodborné zásahy majú za následok stratu záruky a môžu používateľa vystaviť vážnemu nebezpečenstvu.
— Chráňte ovládanie a nabíjací adaptér pred kontaktom s vodou a inými tekutinami. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí (napr. v blízkosti vane alebo sprchy) a nedotýkajte sa ho mokrými rukami.
— Maska je určená iba na domáce použitie. Používajte zariadenie výhradne v súlade s postupmi uvedenými v tomto návode na použitie. Akékoľvek neoprávnené použitie môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo ujmu na zdraví.
— Ak je maska poškodená, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte autorizovaný zákaznícky servis, aby ste predišli možným rizikám. Akékoľvek neoprávnené opravy, demontáž alebo nesprávne použitie budú mať za následok stratu záruky výrobcu.
— Upozornenie: Prístroj vyžaruje intenzívne LED svetlo. Nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja svetla, pokiaľ je maska v prevádzke.
— Nepoužívajte masku počas nabíjania. Počas nabíjania sa nedotýkajte masky, nabíjacieho kábla ani USB adaptéra mokrými rukami.
— Okamžite prestaňte zariadenie používať, ak pri používaní masky zaznamenáte nepohodlie alebo akúkoľvek nežiaducu reakciu (začervenanie kože, svrbenie, alergickú reakciu).

— Zariadenie nesmú používať dojčatá, deti, osoby trpiace epilepsiou, ľudia s ochorením štítnej žľazy alebo osoby užívajúce lieky na štítnu žľazu.
— Nepoužívajte masku, ak máte poškodenú, poranenú alebo čerstvo operovanú pokožku.

Pokyny na čistenie

1. Pred čistením vždy odpojte zariadenie od zdroja napájania.
2. Počas čistenia nestriekajte vodu priamo na zariadenie.
3. Utrite povrch masky dvakrát 70–80% roztokom etanolu (zakaždým nechajte pôsobiť 3 minúty), potom použite vlhkú alebo suchú handričku.
4. Vyvarujte sa použitiu horľavých čistiacich prostriedkov, ako je benzén, rozpúšťadlá alebo butylacetát.
5. Nepoužívajte iné čistiace prostriedky, pretože by mohli masku poškodiť.

Uskladnenie

1. Po každom použití očistite povrch LED masky.
2. Zariadenie skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote.
3. Vyvarujte sa skladovaniu zariadenia v prašných priestoroch, na priamom slnečnom svetle alebo vo vlhkom prostredí.
4. Táto maska neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol opraviť alebo servisovať sám užívateľ.

Nabíjanie

Úroveň nabitia batérie LED masky sa zobrazuje na ovládaní.
100%: Svietia všetky 4 indikátory batérie.
75-100%: Svietia 3 indikátory.
50-75%: Svietia 2 indikátory.
25-50%: Svieti 1 indikátor.
0-25%: Bliká 1 indikátor.

Ak chcete LED masku nabiť, pripojte nabíjací kábel k USB portu počítača (alebo k adaptéru) a druhý koniec do portu typu C na ovládanie. Nepripájajte nabíjací kábel priamo k maske.

Priebeh nabíjania LED masky sa tiež zobrazuje na ovládaní.
Nabitie na 0-25%: Bliká jeden indikátor.
Nabitie na 25-50%: Jeden indikátor svieti, zatiaľ čo druhý bliká.
Nabitie na 50-75%: Dva indikátory svietia, zatiaľ čo tretí bliká.
Nabitie na 75-100%: Tri indikátory svietia, zatiaľ čo štvrtý bliká.
Nabitie na 100%: Všetky štyri indikátory svietia po celú dobu, kedy je ovládanie pripojené k zdroju napájania. Po odpojení od zdroja napájania displej automaticky zhasne.

— Ak vstupné napätie klesne pod 3,2 V, indikátor nabíjania trikrát blikne a potom sa ovládanie automaticky vypne.
— Na nabíjanie používajte iba originálny USB kábel dodaný so zariadením. Nepripájajte masku priamo k nabíjaciemu USB káblu.
— Použitie adaptéra s napätím nižším ako 5 V zabráni nabíjaniu masky. Použitie adaptéra s napätím vyšším ako 5 V môže výrobok poškodiť.
— Toto zariadenie je vybavené ochranou proti prepätiu (pre vstupné napätie medzi 6 V a 20 V).
— Nikdy nepoužívajte zariadenie počas nabíjania.

Likvidácia

1. Pri likvidácii zariadenia najskôr vyberte batériu.
2. Pred vybratím batérie sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
3. Po vybratí zlikvidujte batériu v súlade s miestnymi predpismi.

Záruka

Na masku sa vzťahuje dvojročná záruka. Pokiaľ sa počas záručnej doby objavia akékoľvek výrobné vady, bude výrobok opravený alebo vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym používaním alebo prepravou, ani na výrobky, ktoré boli opravované svojpomocne.

Často kladené otázky

Otázka: Je táto maska vodotesná?
Odpoveď: Nie. Iba ju jemne utrite vodou alebo etanolom. Neumývajte ju vodou ani ju neponárajte do vody či iných kvapalín.

Otázka: Ako dlho dokáže maska fungovať na jedno plné nabitie?
Odpoveď: V režime zmiešaného svetla postačí jedno nabitie na 5–6 procedúr, každú v dĺžke 15 minút. V režimoch červeného/modrého/NIR svetla je možné masku použiť na 8–9 procedúr po 15 minútach.

Otázka: Moja pokožka bola po použití masky vysušená. Ako to môžem napraviť?
Odpoveď: Vzhľadom na to, že vlnové dĺžky svetla prenikajú do dermálnej vrstvy (škáry) a stimulujú bunkový metabolizmus, čím zvyšujú absorpčnú kapacitu pokožky, vyžaduje vaša pleť viac hydratácie a výživy. Preto po použití LED masky odporúčame doplniť vlhkosť: dbajte na dostatočný prísun vody a živín do vašej pokožky.

Otázka: Zahrieva sa maska počas používania?
Odpoveď: Pri použití režimov červeného, modrého alebo NIR svetla zostáva teplota masky stabilná. V režime zmiešaného svetla sa maska môže zahriať na 38 ± 1 °C.

Otázka: Sú výsledky viditeľné ihneď po prvom použití?
Odpoveď: Účinky po jednej alebo dvoch aplikáciách budú menej viditeľné, pretože metabolizmus kože sa riadi 28-dňovým cyklom. Viditeľné výsledky sa preto obvykle objavujú po 1 mesiaci pravidelného používania.

Likvidácia

Otázka: Aká je odporúčaná dĺžka jednej procedúry s maskou?
Odpoveď: Obmedzte fototerapeutické procedúry na maximálne 15 minút. Prekročenie tejto doby môže spôsobiť poškodenie kože. Starostlivo prosím sledujte dobu používania.

Otázka: Môžem masku ohýbať alebo skladať?
Odpoveď: Nie, pretože by to mohlo poškodiť jej vnútorné obvody.

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

