Rohnson®
BEAUTY



NÁVOD K POUŽITÍ

LUNA

LED maska na krk a dekolt s červeným světlem R-6002


Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Model	R-6002
Materiály	ABS plast, silikon
Rozměry (V x Š x H)	360 x 213 x 7 mm
Hmotnost	210 g
Napájecí zdroj	Lithium-iontová baterie
Kapacita baterie	2450 mAh
Provozní napětí	3,7 V
Vstupní napětí	5 V
Doba nabíjení	4 hodiny
Doba provozu	110 minut — režim červeného/modrého/NIR světla 85 minut — režim fialového světla 72 minut — režim červeného + NIR světla
Chytrý časovač	15 minut
Režimy	Červené / modré / NIR / fialové / červené + NIR

Účel

LED maska na krk využívá technologii fototerapie. Využitím různých vlnových délek světla spouští procesy obnovy pokožky: vyhlazuje vrásky, bojuje proti pigmentaci, akné, kuperóze (popraskaným žilkám) a rosacei (růžovce). Tato maska je navržena speciálně pro oblast krku a dekoltu, která vyžaduje stejnou úroveň péče jako pokožka obličeje. Pravidelné používání LED masky pomáhá udržovat pružnost pokožky, bojovat proti známkám stárnutí a zmírňovat viditelné nedokonalosti pleti.


Popis zařízení



1. LED maska na krk a dekolt
2. Kabel typu C pro připojení masky k ovládání
3. Ovládání
4. Nabíjecí kabel USB-C

Popis ovládání

1. Tlačítko zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko pauza
3. Tlačítka nastavení režimu
4. Tlačítka nastavení intenzity světla
5. Ukazatel časovače
6. Indikátor nabíjení
7. Indikátor světelného režimu
8. Indikátor intenzity světla



Obsah balení

Fototerapeutická maska x1
Ovládání x1
Kabel typu C pro připojení masky k ovládání x1
USB-C nabíjecí kabel x1
Návod k použití
x1
Popruhy k upevnění x2

Použití zařízení

1. Připojte masky k ovládání pomocí kabelu typu C. Zasuňte každý konec kabelu do portů na masce, dokud neuslyšíte zřetelné cvaknutí.

Obě masky můžete používat současně, nebo je připojit a používat jednotlivě.
2. Zapněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu 2 vteřin. Masky se automaticky spustí v režimu červeného světla na úrovni intenzity 1 (indikace na displeji: C: R, L: 1).
3. Světelné režimy lze přepínat krátkým stisknutím (1 vteřina) tlačítek pro výběr režimu (∧ / ∨). Výběr režimů:
Režim červeného světla (C: R)
Režim modrého světla (C: B)
Režim NIR světla (blízké infračervené světlo) (C: IR)
Režim fialového světla (C: RB)
Červené + NIR světlo (C: R IR)
4. Krátkým stisknutím (1 vteřina) tlačítek intenzity světla (-/+) můžete upravit úroveň intenzity od 1 do 3 a zpět (na displeji se zobrazí: L: 1 / 2 / 3).
5. Krátkým stisknutím (1 vteřina) tlačítka pauzy pozastavíte provoz. Opětovným stisknutím jej znovu spustíte.
6. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 2 vteřin.

Použití zařízení

[Důležité] Před prvním použitím proveďte test citlivosti:
– Umístěte masku na vnitřní stranu paže.
– Zapněte masku a absolvujte celou 15minutovou fototerapeutickou proceduru.

– Pokud na kůži zaznamenáte jakékoli nepohodlí nebo pocit pálení, okamžitě přestaňte zařízení používat.
– Po testování počkejte přibližně 6 hodin. Pokud vnitřní strana vaší paže zčervená a/nebo začne svědit, použití LED masky pro Vás není vhodné.

1. Připojte ovládání k maskám.
2. Nasaďte si masku na krk a dekolt..
3. Zapněte masky, zvolte požadovaný světelný režim a úroveň intenzity.
4. Užijte si fototerapeutické ošetření.

Každý režim běží 15 minut, poté se zařízení automaticky vypne. Přepnutím režimu se časovač resetuje (spustí se znovu od začátku).

[Důležité] Zajistěte, aby celková doba používání během jednoho ošetření nepřesáhla 15 minut, a to i v případě, že přepínáte mezi režimy.

5. Po ukončení ošetření naneste svůj přípravek péče o pleť (sérum nebo krém), protože vstřebávací schopnost pokožky se po fototerapii zvyšuje.
6. Abyste dosáhli viditelných výsledků, používejte masky pravidelně 3–4krát týdně po dobu minimálně 4 týdnů.
7. Po dosažení požadovaného efektu snižte frekvenci používání na 1–2 ošetření týdně pro udržení výsledků.
8. Nepoužívejte více než 2 barvy světla denně. Každá barva světla by měla být používána maximálně 15 minut.

Specifikace světelných režimů

Červené světlo (630 nm)
Červené světlo má nejdelší vlnovou délku ze všech dostupných možností, a proto proniká hlouběji do pokožky než ostatní světelné režimy. Zaměřuje se na fibroblasty, stimuluje produkci kolagenu a podporuje regeneraci pokožky. V důsledku toho terapie červeným světlem urychluje hojení ran, zpevňuje a vypíná pokožku a redukuje viditelné známky stárnutí, včetně vrásek.

Modré světlo (415 nm)

Modré světlo má nejkratší vlnovou délku ve spektru viditelného světla. Zaměřuje se na vrstvu epidermis a má antimikrobiální účinky. Toto světlo je obzvláště účinné v boji proti akné, protože eliminuje bakterie, které způsobují tvorbu pupínků.

NIR světlo (830 nm)

Dosahuje hluboko do podkožní tkáně, zlepšuje krevní oběh, revitalizuje spící kožní buňky, obnovuje narušenou kožní bariéru a rozjasňuje zašlou či našedlou pleť.

Fialové světlo (Červená + Modrá = Fialová)

Pomáhá redukovat aktivní akné, napomáhá blednutí přetrvávajících skvrn a nedokonalosti, zlepšuje nerovnoměrný tón pleti a matný vzhled způsobený starými jizvami po akné.

Červené světlo + NIR světlo

Dvojitá síla proti stárnutí, zpevňuje kontury obličeje, vyhlazuje hluboké vrásky, zklidňuje citlivou křehkou pokožku a podporuje regeneraci pleti po kosmetických zákrocích.

Bezpečnostní opatření

– LED fototerapeutické masky na krk a dekolt jsou určeny výhradně pro domácí použití. Používejte je striktně podle postupů popsaných v tomto návodu. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, protože by to mohlo vést k poškození výrobku nebo újmě na zdraví.
– Pokud je jakákoli část masky poškozená, okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte autorizovaný servis.
– Nepoužívejte masky během nabíjení. Během nabíjení se nedotýkejte masky, nabíjecího kabelu ani USB adaptéru mokrýma rukama.
– Okamžitě přestaňte zařízení používat, pokud při používání masky zaznamenáte nepohodlí nebo se u vás objeví jakékoli nežádoucí účinky (jako je zarudnutí kůže, svědění nebo alergické reakce).
– Zařízení není vhodné pro kojence, osoby trpící epilepsií, poruchami štítné žlázy nebo pro osoby užívající léky na štítnou žlázu.
– Nepoužívejte na poškozenou, poraněnou pokožku nebo na pooperační rány.
– Toto zařízení nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívodní kabely mimo dosah dětí.
— Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti.
— Toto zařízení není určené pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
— Před čištěním nebo prováděním údržby spotřebič vždy odpojte od zdroje napájení.
— Spotřebič nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození, pokud spadl na zem, nefunguje správně nebo pokud je poškozen napájecí kabel. Veškeré opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Neodborné zásahy mají za následek ztrátu záruky a mohou uživatele vystavit vážnému nebezpečí.
— Chraňte ovládání a nabíjecí adaptér před kontaktem s vodou a jinými tekutinami. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí (např. v blízkosti vany nebo sprchy) a nedotýkejte se ho mokrýma rukama.
— Upozornění: Přístroj vyzařuje intenzivní LED světlo. Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla, pokud je maska v provozu.

Pokyny k čištění

1. Před čištěním vždy odpojte zařízení od zdroje napájení.
2. Během čištění nestříkejte vodu přímo na zařízení.
3. Otřete povrch masek dvakrát 70–80% roztokem etanolu (pokaždé nechte působit 3 minuty), poté použijte vlhký nebo suchý hadřík.
4. Vyvarujte se použití hořlavých čisticích prostředků, jako je benzen, rozpouštědla nebo butylacetát.
5. Nepoužívejte jiné čisticí prostředky, protože by mohly masky poškodit.

Uskladnění

1. Po každém použití očistěte povrch LED masek.

2. Zařízení skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.

3. Vyvarujte se skladování zařízení v prašných prostorách, na přímém slunečním světle nebo ve vlhkém prostředí.

4. Tyto masky neobsahují žádné součásti, které by mohl opravit nebo servisovat sám uživatel.

Nabíjení

Úroveň nabití baterie LED masky se zobrazuje na ovládání:
100%: Svítí všechny 4 indikátory baterie.
75-100%: Svítí 3 indikátory.
50-75%: Svítí 2 indikátory.
25-50%: Svítí 1 indikátor.
0-25%: Bliká 1 indikátor.

Chcete-li LED masku nabít, připojte nabíjecí kabel koncovkou typu C k ovládání a druhý konec s USB konektorem k adaptéru.
Průběh nabíjení LED masky se rovněž zobrazuje na ovládání:
Nabití na 0-25%: Bliká jeden indikátor.
Nabití na 25-50%: Jeden indikátor svítí, zatímco druhý bliká.
Nabití na 50-75%: Dva indikátory svítí, zatímco třetí bliká.
Nabití na 75-100%: Tři indikátory svítí, zatímco čtvrtý bliká.
Nabití na 100%: Všechny čtyři indikátory svítí po celou dobu, kdy je ovládání připojeno ke zdroji napájení. Po odpojení od zdroje napájení displej automaticky zhasne.
— Pokud vstupní napětí klesne pod 3,2 V, indikátor nabíjení třikrát blikne a poté se ovládání automaticky vypne.
— Pro nabíjení používejte pouze originální USB kabel dodaný se zařízením. Nepřipojujte masku přímo k nabíjecímu USB kabelu.
— Použití adaptéru s napětím nižším než 5 V zabrání nabíjení masky. Použití adaptéru s napětím vyšším než 5 V může výrobek poškodit.
— Toto zařízení je vybaveno ochranou proti přepětí (pro vstupní napětí mezi 6 V a 20 V).
— Nikdy nepoužívejte zařízení během nabíjení.

Likvidace

1. Při likvidaci zařízení nejprve vyjměte baterii.
2. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
3. Po vyjmutí zlikvidujte baterii v souladu s místními předpisy.

Záruka

Na masky se vztahuje dvouletá záruka. Pokud se během záruční doby objeví jakékoli výrobní vady, bude výrobek opraven nebo vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným používáním nebo přepravou, ani na výrobky, které byly opravovány svépomocí.

Často kladené otázky

Otázka: Jsou tyto masky vodotěsné?
Odpověď: Ne. Pouze je jemně otřete vodou nebo etanolem. Neomývejte je vodou ani ji neponořujte do vody či jiných kapalin.

Otázka: Moje pokožka byla po použití masky vysušená. Jak to mohu napravit?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že vlnové délky světla pronikají do dermální vrstvy (škáry) a stimulují buněčný metabolismus, což zvyšuje schopnost pokožky vstřebávat látky. V důsledku toho může vaše pleť vyžadovat více hydratace a výživy. Po každém ošetření naneste dostatečné množství hydratačních krémů nebo sér.

Otázka: Zahřívá se maska během používání?
Odpověď: Při použití režimů červeného nebo modrého světla zůstává teplota masky stabilní. V režimu smíšeného světla se maska může zahřát na 38 ± 1 °C.

Otázka: Jsou výsledky viditelné ihned po prvním použití?
Odpověď: Účinky po jedné nebo dvou aplikacích budou méně znatelné, protože metabolismus kůže se řídí 28denním cyklem. Viditelné výsledky se proto obvykle objevují po 1 měsíci pravidelného používání.

Otázka: Jaká je doporučená délka jedné procedury s LED maskou?
Odpověď: Omezte fototerapeutické procedury na maximálně 15 minut. Překročení této doby může způsobit poškození kůže. Pečlivě prosím sledujte dobu používání.

Otázka: Mohu masky ohýbat nebo skládat?
Odpověď: Ne, protože by to mohlo poškodit jejich vnitřní obvody.

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

