Rohnson®
BEAUTY



BEDIENUNGSANLEITUNG

LUNA

LED-Hals- und Dekolleté-Maske mit Rotlicht R-6002


Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	R-6002
Materialien	ABS-Kunststoff, Silikon
Abmessungen (H × B × T)	360 x 213 x 7 mm
Gewicht	210 g
Stromquelle	Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	2450 mAh
Betriebsspannung	3,7 V
Eingangsspannung	5 V
Ladezeit	4 Stunden
Betriebsdauer	110 Minuten - Rot- / Blau- / NIR-Lichtmodus 85 Minuten - Violettlichtmodus 72 Minuten - Modus Rotlicht + NIR
Intelligenter Timer	15 Minuten
Modi	Rot- / Blau- / NIR- / Violett- / Rotlicht + NIR

Verwendungszweck

Die LED-Halsmaske nutzt die Fototherapie-Technologie. Durch die Nutzung verschiedener Lichtwellenlängen löst sie Hauterneuerungsprozesse aus: Sie glättet Falten, bekämpft Pigmentierung, Akne, Couperose (geplatzte Äderchen) und Rosazea. Diese Maske wurde speziell für den Hals- und Dekolletébereich entwickelt, der das gleiche Maß an Pflege benötigt wie die Gesichtshaut. Die regelmäßige Anwendung der LED-Maske hilft, die Hautelastizität zu erhalten, die Zeichen der Hautalterung zu bekämpfen und sichtbare Hautunreinheiten zu mildern.


Gerätebeschreibung



1. LED-Hals- und Dekolleté-Maske
2. Typ-C-Kabel zum Anschluss der Maske an das Bedienelement
3. Bedienelement
4. USB-C-Ladekabel

Beschreibung des Bedienelements

1. Ein-/Aus-Taste
2. Pause-Taste
3. Moduseinstellungstasten
4. Tasten zur Einstellung der Lichtintensität
5. Timer-Anzeige
6. Ladeanzeige
7. Anzeige des Lichtmodus
8. Anzeige der Lichtintensität



Lieferumfang

Fototherapie-Maske x1
Bedienelement x1
Typ-C-Kabel zum Anschluss der Maske an das Bedienelement x1
USB-C-Ladekabel x1
Bedienungsanl
eitung x1
Befestigungsgurte x2

1. Schließen Sie die Masken mit dem Typ-C-Kabel an das Bedienelement an. Stecken Sie jedes Ende des Kabels in die Anschlüsse an der Maske, bis Sie ein deutliches Klicken hören.

Sie können beide Masken gleichzeitig verwenden oder sie einzeln anschließen und verwenden.

2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die Masken werden automatisch im Rotlichtmodus auf der ersten Intensitätsstufe aktiviert (Anzeige auf dem Display: C: R, L: 1).



3. Die Lichtmodi können durch kurzes Drücken (1 Sekunde) der Tasten zur Modusauswahl (/) umgeschaltet werden. Modusauswahl:∧∨

Rotlichtmodus (C: R)

Blaulichtmodus (C: B)

NIR-Lichtmodus (Nahinfrarotlicht) (C: IR)

Violettlichtmodus (C: RB)

Rotlicht + NIR-Licht (C: R IR)

4. Durch kurzes Drücken (1 Sekunde) der Tasten zur Einstellung der Lichtintensität (-/+) können Sie die Intensitätsstufe von 1 bis 3 und zurück einstellen (auf dem Display wird angezeigt: L: 1 / 2 / 3).

5. Durch kurzes Drücken (1 Sekunde) der Pause-Taste unterbrechen Sie den Betrieb. Durch erneutes Drücken wird der Betrieb fortgesetzt.

6. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Verwendung des Geräts

[Wichtig] Führen Sie vor der ersten Anwendung einen Empfindlichkeitstest durch:

– Legen Sie die Maske auf die Innenseite Ihres Arms.

– Schalten Sie die Maske ein und absolvieren Sie die gesamte 15-minütige Fototherapie-Sitzung.

– Wenn Sie Unbehagen oder ein brennendes Gefühl auf der Haut bemerken, beenden Sie die Nutzung des Geräts sofort.
– Warten Sie nach dem Test etwa 6 Stunden. Wenn die Innenseite Ihres Arms rot wird und/oder zu jucken beginnt, ist die Verwendung der LED-Maske für Sie nicht geeignet.

1. Schließen Sie das Bedienelement an die Masken an.
2. Legen Sie die Maske auf Hals und Dekolleté.
3. Schalten Sie die Masken ein, wählen Sie den gewünschten Lichtmodus und die Intensitätsstufe.
4. Genießen Sie die Fototherapie-Behandlung.

Jeder Modus läuft 15 Minuten lang, danach schaltet sich das Gerät automatisch aus. Beim Wechseln des Modus wird der Timer zurückgesetzt (er startet wieder von vorne).

[Wichtig] Stellen Sie sicher, dass die Gesamtnutzungsdauer während einer Behandlung 15 Minuten nicht überschreitet, auch wenn Sie zwischen den Modi wechseln.

5. Tragen Sie nach Abschluss der Behandlung Ihr Hautpflegeprodukt (Serum oder Creme) auf, da die Aufnahmefähigkeit der Haut nach der Fototherapie erhöht ist.
6. Um sichtbare Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie die Masken regelmäßig 3–4 Mal pro Woche für mindestens 4 Wochen.
7. Reduzieren Sie nach Erreichen des gewünschten Effekts die Anwendungshäufigkeit auf 1–2 Behandlungen pro Woche, um die Ergebnisse aufrechtzuerhalten.
8. Verwenden Sie nicht mehr als 2 Lichtfarben pro Tag. Jede Lichtfarbe sollte für maximal 15 Minuten verwendet werden.

Spezifikationen der Lichtmodi

Rotlicht (630 nm)
Rotlicht hat die längste Wellenlänge aller verfügbaren Optionen und dringt daher tiefer in die Haut ein als die anderen Lichtmodi. Es zielt auf Fibroblasten ab, stimuliert die Kollagenproduktion und fördert die Hautregeneration. Infolgedessen beschleunigt die Rotlichttherapie die Wundheilung, strafft und festigt die Haut und reduziert sichtbare Zeichen der Hautalterung, einschließlich Falten.



Blaulicht (415 nm)
Blaulicht hat die kürzeste Wellenlänge im sichtbaren Lichtspektrum. Es zielt auf die Epidermisschicht ab und hat antimikrobielle Wirkungen. Dieses Licht ist besonders wirksam bei der Bekämpfung von Akne, da es die Bakterien beseitigt, die die Bildung von Pickeln verursachen.

NIR-Licht (830 nm)

Es dringt tief ins Unterhautgewebe ein, verbessert die Durchblutung, revitalisiert ruhende Hautzellen, stellt die gestörte Hautbarriere wieder her und hellt fahle oder gräuliche Haut auf.

Violettlicht (Rot + Blau = Violett)
Es behandelt aktive Akne, hilft beim Verblassen von hartnäckigen Flecken und Unreinheiten, verbessert einen ungleichmäßigen Hautton und das matte Aussehen durch alte Aknenarben.

Rotlicht + NIR-Licht

Doppelte Anti-Aging-Kraft, strafft die Gesichtskonturen, glättet tiefe Falten, beruhigt empfindliche, zarte Haut und unterstützt die Hautregeneration nach kosmetischen Eingriffen.



Sicherheitsvorkehrungen

– Die LED-Fototherapie-Masken für Hals und Dekolleté sind ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie sie streng nach den in dieser Anleitung beschriebenen Verfahren. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, da dies zu Produktschäden oder Gesundheitsschäden führen könnte.

– Wenn ein Teil der Maske beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

– Verwenden Sie die Masken nicht während des Ladevorgangs. Berühren Sie während des Ladevorgangs weder die Maske noch das Ladekabel oder den USB-Adapter mit nassen Händen.

– Beenden Sie die Nutzung des Geräts sofort, wenn Sie während der Anwendung der Maske Unbehagen verspüren oder unerwünschte Reaktionen (wie Hautrötungen, Juckreiz oder allergische Reaktionen) auftreten.

– Das Gerät ist nicht geeignet für Säuglinge, an Epilepsie leidende Personen, Personen mit Schilddrüsenerkrankungen oder Personen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen.

– Wenden Sie das Gerät nicht auf geschädigter, verletzter Haut oder auf postoperativen Wunden an.

– Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und seine Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

— Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

— Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden

von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts.
— Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer von der Stromquelle.
— Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist, nicht richtig funktioniert oder wenn das Netzkabel beschädigt ist. Alle Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Unsachgemäße Eingriffe führen zum Erlöschen der Garantie und können den Benutzer ernsthaften Gefahren aussetzen.
— Schützen Sie das Bedienelement und den Ladeadapter vor Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z. B. in der Nähe einer Badewanne oder Dusche) und berühren Sie es nicht mit nassen Händen.
— Warnung: Das Gerät strahlt intensives LED-Licht aus. Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, wenn die Maske in Betrieb ist.

Reinigungsanweisungen

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Stromquelle.
2. Sprühen Sie während der Reinigung kein Wasser direkt auf das Gerät.
3. Wischen Sie die Oberfläche der Masken zweimal mit einer 70–80%igen Ethanollösung ab (jedes Mal 3 Minuten einwirken lassen) und verwenden Sie dann ein feuchtes oder trockenes Tuch.
4. Vermeiden Sie die Verwendung brennbarer Reinigungsmittel wie Benzol, Lösungsmittel oder Butylacetat.
5. Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel, da diese die Masken beschädigen könnten.

Lagerung

1. Reinigen Sie die Oberfläche der LED-Masken nach jedem Gebrauch.

2. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur.

3. Vermeiden Sie die Lagerung des Geräts in staubigen Bereichen, in direktem Sonnenlicht oder in feuchter Umgebung.

4. Diese Masken enthalten keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert oder gewartet werden können.

Aufladen

Der Akkustand der LED-Maske wird auf dem Bedienelement angezeigt:
100%: Alle 4 Akkuanzeigen leuchten.
75–100%: 3 Anzeigen leuchten.
50–75%: 2 Anzeigen leuchten.
25–50%: 1 Anzeige leuchtet.

0–25%: 1 Anzeige blinkt.

Um die LED-Maske aufzuladen, schließen Sie das Ladekabel mit dem Typ-C-Stecker an das Bedienelement und das andere Ende mit dem USB-Stecker an den Adapter an.
Der Ladevorgang der LED-Maske wird ebenfalls auf dem Bedienelement angezeigt:
Ladezustand 0–25%: Eine Anzeige blinkt.
Ladezustand 25–50%: Eine Anzeige leuchtet, während die zweite blinkt.
Ladezustand 50–75%: Zwei Anzeigen leuchten, während die dritte blinkt.
Ladezustand 75–100%: Drei Anzeigen leuchten, während die vierte blinkt.

Ladezustand 100%: Alle vier Anzeigen leuchten während der gesamten Zeit, in der das Bedienelement an die Stromquelle angeschlossen ist. Nach dem Trennen von der Stromquelle erlischt das Display automatisch.
— Wenn die Eingangsspannung unter 3,2 V fällt, blinkt die Ladeanzeige dreimal und danach schaltet sich das Bedienelement automatisch aus.
— Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte Original-USB-Kabel. Schließen Sie die Maske nicht direkt an das USB-Ladekabel an.
— Die Verwendung eines Adapters mit einer Spannung von weniger als 5 V verhindert das Aufladen der Maske. Die Verwendung eines Adapters mit einer Spannung von mehr als 5 V kann das Produkt beschädigen.

Aufladen

— Dieses Gerät ist mit einem Überspannungsschutz ausgestattet (für Eingangsspannungen zwischen 6 V und 20 V).
— Verwenden Sie das Gerät niemals während des Ladevorgangs.

Entsorgung

1. Entfernen Sie bei der Entsorgung des Geräts zuerst den Akku.
2. Stellen Sie vor dem Entfernen des Akkus sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
3. Entsorgen Sie den Akku nach der Entnahme gemäß den örtlichen Vorschriften.

Garantie

Auf die verjüngende Fototherapie-Maske LED MASK wird eine zweijährige Garantie gewährt. Sollten während der Garantiezeit Herstellungsfehler auftreten, wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung oder Transport verursacht wurden, sowie nicht auf Produkte, die in Eigenregie repariert wurden.

Häufig gestellte Fragen

Frage: Sind diese Masken wasserdicht?
Antwort: Nein. Wischen Sie sie nur sanft mit Wasser oder Ethanol ab. Waschen Sie sie nicht mit Wasser und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Frage: Meine Haut war nach der Verwendung der Maske ausgetrocknet. Wie kann ich das beheben?
Antwort: Da die Lichtwellenlängen in die Dermisschicht (Lederhaut) eindringen und den Zellstoffwechsel stimulieren, erhöht dies die Fähigkeit der Haut, Stoffe aufzunehmen. Infolgedessen kann Ihre Haut mehr Feuchtigkeit und Pflege benötigen. Tragen Sie nach jeder Behandlung eine ausreichende Menge an Feuchtigkeitscremes oder Seren auf.

Frage: Erwärmt sich die Maske während des Gebrauchs?
Antwort: Bei Verwendung der Modi Rot- oder Blaulicht bleibt die Temperatur der Maske stabil. Im Mischlichtmodus kann sich die Maske auf 38 ± 1 °C erwärmen.

Frage: Sind die Ergebnisse sofort nach der ersten Anwendung sichtbar?
Antwort: Die Auswirkungen nach ein oder zwei Anwendungen werden weniger spürbar sein, da der Hautstoffwechsel einem 28-Tage-Zyklus folgt. Sichtbare Ergebnisse treten daher in der Regel nach 1 Monat regelmäßiger Anwendung auf.

Frage: Wie lang ist die empfohlene Dauer einer Sitzung mit der LED-Maske?
Antwort: Beschränken Sie die Fototherapie-Sitzungen auf maximal 15 Minuten. Eine Überschreitung dieser Zeit kann zu Hautschäden führen. Bitte achten Sie sorgfältig auf die Nutzungsdauer.

Frage: Kann ich die Masken biegen oder falten?
Antwort: Nein, da dies ihre internen Schaltkreise beschädigen könnte.

Änderungen an Text und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN
Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einem von der Gemeinde dafür vorgesehenen Ort.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Rückgewinnung und zum Recycling an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern oder anderen europäischen Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm ein gleichwertiges neues Produkt gekauft wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.

CE Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

EAC CE RoHS ISO