Rohnson®
BEAUTY



NÁVOD NA POUŽITIE

LUNA

LED maska na krk a dekolt s červeným svetlom R-6002


Technické špecifikácie

Parametr	Hodnota
Model	R-6002
Materiály	ABS plast, silikón
Rozmery (V x Š x H)	360 x 213 x 7 mm
Hmotnosť	210 g
Napájací zdroj	Lítium-iónová batéria
Kapacita batérie	2450 mAh
Prevádzkové napätie	3,7 V
Vstupné napätie	5 V
Doba nabíjania	4 hodiny
Doba prevádzky	110 minút — režim červeného/modrého/NIR svetla 85 minút — režim fialového svetla 72 minút — režim červeného + NIR svetla
Inteligentný časovač	15 minút
Režimy	Červené / modré / NIR / fialové / červené + NIR

Účel

LED maska na krk využíva technológiu fototerapie. Využitím rôznych vlnových dĺžok svetla spúšťa procesy obnovy pokožky: vyhladzuje vrásky, bojuje proti pigmentácii, akné, kuperóze (popraskaným žilkám) a rosacei (ružovke). Táto maska je navrhnutá špeciálne pre oblasť krku a dekoltu, ktorá si vyžaduje rovnakú úroveň starostlivosti ako pokožka tváre. Pravidelné používanie LED masky pomáha udržovať pružnosť pokožky, bojovať proti známkam starnutia a zmierňovať viditeľné nedokonalosti pleti.


Popis zaridania



1. LED maska na krk a dekolt
2. Kábel typu C pre pripojenie masky na ovládanie
3. Ovládanie
4. Nabíjací kábel USB-C

Popis ovládánia

1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
2. Tlačidlo pauza
3. Tlačidlá nastavenia režimu
4. Tlačidlá nastavenia intenzity svetla
5. Ukazovateľ časovača
6. Indikátor nabíjania
7. Indikátor svetelného režimu
8. Indikátor intenzity svetla



Obsah balenia

Fototerapeutická maska x1
Ovládanie x1
Kábel typu C pre pripojenie masky na ovládanie x1
USB-C nabíjací kábel x1
Návod na použitie x1
Popruhy na upevnenie x2

Použitie zariadenia

1. Pripojte masky k ovládaniu pomocou kábla typu C. Zasuňte každý koniec kábla do portov na maske, kým nebudete počuť zreteľné cvaknutie.

Obe masky môžete používať súčasne, alebo ich pripojiť a používať jednotlivo.
2. Zapnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla zapnuté/vypnuté po dobu 2 sekúnd. Masky sa automaticky spustia v režime červeného svetla na úrovni intenzity 1 (indikácia na displeji: C: R, L: 1).
3. Svetelné režimy je možné prepínať krátkym stlačením (1 sekunda) tlačidiel pre výber režimu (/). Výber režimov:
Režim červeného svetla (C: R)
Režim modrého svetla (C: B)
Režim NIR svetla (blízke infračervené svetlo) (C: IR)
Režim fialového svetla (C: RB)
Červené + NIR svetlo (C: R IR)
4. Krátkym stlačením (1 sekunda) tlačidiel intenzity svetla (-/+) môžete upraviť úroveň intenzity od 1 do 3 a späť (na displeji sa zobrazí: L: 1 / 2 / 3).
5. Krátkym stlačením (1 sekunda) tlačidla pauzy pozastavíte prevádzku. Opätovným stlačením ho znovu spustíte.
6. Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapnuté/vypnuté po dobu 2 sekúnd.

Použitie zariadenia

[Dôležité] Pred prvým použitím vykonajte test citlivosti:
– Umiestnite masku na vnútornú stranu paže.
– Zapnite masku a absolvujte celú 15-minútovú fototerapeutickú procedúru.

– Ak na koži zaznamenáte akékoľvek nepohodlie alebo pocit pálenia, okamžite prestaňte zariadenie používať.
– Po testovaní počkajte približne 6 hodín. Pokiaľ vnútorná strana vašej paže sčervená a/alebo začne svrbieť, použitie LED masky pre Vás nie je vhodné.

1. Pripojte ovládanie k maskám.
2. Nasaďte si masku na krk a dekolt.
3. Zapnite masky, zvoľte požadovaný svetelný režim a úroveň intenzity.
4. Užite si fototerapeutické ošetrenie.

Každý režim beží 15 minút, potom sa zariadenie automaticky vypne. Prepnutím režimu sa časovač resetuje (spustí sa znovu od začiatku).

[Dôležité] Zaistite, aby celková doba používania počas jedného ošetrenia nepresiahla 15 minút, a to aj v prípade, že prepínate medzi režimami.

5. Po ukončení ošetrenia naneste svoj prípravok starostlivosti o pleť (sérum alebo krém), pretože vstrebávacia schopnosť pokožky sa po fototerapii zvyšuje.
6. Aby ste dosiahli viditeľné výsledky, používajte masky pravidelne 3–4krát týždenne po dobu minimálne 4 týždňov.
7. Po dosiahnutí požadovaného efektu znížte frekvenciu používania na 1–2 ošetrenia týždenne pre udržanie výsledkov.
8. Nepoužívajte viac ako 2 farby svetla denne. Každá farba svetla by mala byť používaná maximálne 15 minút.

Špecifikácia svetelných režimov

Červené svetlo (630 nm)
Červené svetlo má najdlhšiu vlnovú dĺžku zo všetkých dostupných možností, a preto preniká hlbšie do pokožky ako ostatné svetelné režimy. Zameriava sa na fibroblasty, stimuluje produkciu kolagénu a podporuje regeneráciu pokožky. V dôsledku toho terapia červeným svetlom urýchľuje hojenie rán, spevňuje a vypína pokožku a redukuje viditeľné známky starnutia, vrátane vrások.

Modré svetlo (415 nm)

Modré svetlo má najkratšiu vlnovú dĺžku v spektre viditeľného svetla. Zameriava sa na vrstvu epidermis a má antimikrobiálne účinky. Toto svetlo je obzvlášť účinné v boji proti akné, pretože eliminuje baktérie, ktoré spôsobujú tvorbu vyrážok.

NIR svetlo (830 nm)

Dosahuje hlboko do podkožného tkaniva, zlepšuje krvný obeh, revitalizuje spiace kožné bunky, obnovuje narušenú kožnú bariéru a rozjasňuje zašlú či sivú pleť.

Fialové svetlo (Červená + Modrá = Fialová)

Pomáha redukovať aktívne akné, napomáha blednutiu pretrvávajúcich škvŕn a nedokonalosti, zlepšuje nerovnomerný tón pleti a matný vzhľad spôsobený starými jazvami po akné.

Červené svetlo + NIR svetlo

Dvojitá sila proti starnutiu, spevňuje kontúry tváre, vyhladzuje hlboké vrásky, upokojuje citlivú krehkú pokožku a podporuje regeneráciu pleti po kozmetických zákrokoch.

Bezpečnostné opatrenia

– LED fototerapeutické masky na krk a dekolt sú určené výhradne na domáce použitie. Používajte ich striktne podľa postupov popísaných v tomto návode. Nepoužívajte zariadenie na iné účely, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu výrobku alebo ujme na zdraví.
– Ak je akákoľvek časť masky poškodená, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte autorizovaný servis.
– Nepoužívajte masky počas nabíjania. Počas nabíjania sa nedotýkajte masky, nabíjacieho kábla ani USB adaptéra mokrými rukami.
– Okamžite prestaňte zariadenie používať, ak pri používaní masky zaznamenáte nepohodlie alebo sa u vás objavia akékoľvek nežiaduce účinky (ako je začervenanie kože, svrbenie alebo alergické reakcie).
– Zariadenie nie je vhodné pre dojčatá, osoby trpiace epilepsiou, poruchami štítnej žľazy alebo pre osoby užívajúce lieky na štítnu žľazu.
– Nepoužívajte na poškodenú, poranenú pokožku alebo na pooperačné rany.
– Toto zariadenie nesmú používať deti. Udržujte spotrebič a jeho prívodné káble mimo dosahu detí.
— Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.
— Toto zariadenie nie je určené pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
— Pred čistením alebo vykonávaním údržby spotrebič vždy odpojte od zdroja napájania.
— Spotrebič nepoužívajte, ak vykazuje známky poškodenia, pokiaľ spadol na zem, nefunguje správne alebo ak je poškodený napájací kábel. Všetky opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis. Neodborné zásahy majú za následok stratu záruky a môžu používateľa vystaviť vážnemu nebezpečenstvu.
— Chráňte ovládanie a nabíjací adaptér pred kontaktom s vodou a inými tekutinami. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí (napr. v blízkosti vane alebo sprchy) a nedotýkajte sa ho mokrými rukami.

— Upozornenie: Prístroj vyžaruje intenzívne LED svetlo. Nikdy sa nepozerajte priamo do zdroja svetla, pokiaľ je maska v prevádzke.



Pokyny k čisteniu

1. Pred čistením vždy odpojte zariadenie od zdroja napájania.
2. Počas čistenia nestriekajte vodu priamo na zariadenie.
3. Utrite povrch masiek dvakrát 70–80% roztokom etanolu (zakaždým nechajte pôsobiť 3 minúty), potom použite vlhkú alebo suchú handričku.
4. Vyvarujte sa použitiu horľavých čistiacich prostriedkov, ako je benzén, rozpúšťadlá alebo butylacetát.
5. Nepoužívajte iné čistiace prostriedky, pretože by mohli masky poškodiť.

Uskladnenie

1. Po každom použití očistite povrch LED masiek.

2. Zariadenie skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote.

3. Vyvarujte sa skladovaniu zariadenia v prašných priestoroch, na priamom slnečnom svetle alebo vo vlhkom prostredí.

4. Tieto masky neobsahujú žiadne súčasti, ktoré by mohol opraviť alebo servisovať sám užívateľ.

Nabíjanie a likvidácia

Úroveň nabitia batérie LED masky sa zobrazuje na ovládaní:
100%: Svietia všetky 4 indikátory batérie.
75-100%: Svietia 3 indikátory.
50-75%: Svietia 2 indikátory.
25-50%: Svieti 1 indikátor.
0-25%: Bliká 1 indikátor.

Ak chcete LED masku nabiť, pripojte nabíjací kábel koncovkou typu C na ovládanie a druhý koniec s USB konektorom k adaptéru.
Priebeh nabíjania LED masky sa tiež zobrazuje na ovládaní:
Nabitie na 0-25%: Bliká jeden indikátor.
Nabitie na 25-50%: Jeden indikátor svieti, zatiaľ čo druhý bliká.
Nabitie na 50-75%: Dva indikátory svietia, zatiaľ čo tretí bliká.
Nabitie na 75-100%: Tri indikátory svietia, zatiaľ čo štvrtý bliká.
Nabitie na 100%: Všetky štyri indikátory svietia po celú dobu, kedy je ovládanie pripojené k zdroju napájania. Po odpojení od zdroja napájania displej automaticky zhasne.
— Ak vstupné napätie klesne pod 3,2 V, indikátor nabíjania trikrát blikne a potom sa ovládanie automaticky vypne.
— Na nabíjanie používajte iba originálny USB kábel dodaný so zariadením. Nepripájajte masku priamo k nabíjaciemu USB káblu.
— Použitie adaptéra s napätím nižším ako 5 V zabráni nabíjaniu masky. Použitie adaptéra s napätím vyšším ako 5 V môže výrobok poškodiť.
— Toto zariadenie je vybavené ochranou proti prepätiu (pre vstupné napätie medzi 6 V a 20 V).
— Nikdy nepoužívajte zariadenie počas nabíjania.

Nabíjanie a likvidácia

1. Pri likvidácii zariadenia najskôr vyberte batériu.
2. Pred vybratím batérie sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
3. Po vybratí zlikvidujte batériu v súlade s miestnymi predpismi.

Záruka

Na omladzujúcu fototerapeutickú masku LED MASK sa vzťahuje dvojročná záruka. Pokiaľ sa počas záručnej doby objavia akékoľvek výrobné vady, bude výrobok opravený alebo vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym používaním alebo prepravou, ani na výrobky, ktoré boli opravované svojpomocne.

Často kladené otázky

Otázka: Sú tieto masky vodotesné?
Odpoveď: Nie. Iba ich jemne utrite vodou alebo etanolom. Neumývajte ich vodou ani ju neponárajte do vody či iných kvapalín.

Otázka: Moja pokožka bola po použití masky vysušená. Ako to môžem napraviť?
Odpoveď: Vzhľadom na to, že vlnové dĺžky svetla prenikajú do dermálnej vrstvy (škáry) a stimulujú bunkový metabolizmus, čo zvyšuje schopnosť pokožky vstrebávať látky. V dôsledku toho môže vaša pleť vyžadovať viac hydratácie a výživy. Po každom ošetrení naneste dostatočné množstvo hydratačných krémov alebo sér.

Otázka: Zahrieva sa maska počas používania?
Odpoveď: Pri použití režimov červeného alebo modrého svetla zostáva teplota masky stabilná. V režime zmiešaného svetla sa maska môže zahriať na 38 ± 1 °C.

Otázka: Sú výsledky viditeľné ihneď po prvom použití?
Odpoveď: Účinky po jednej alebo dvoch aplikáciách budú menej viditeľné, pretože metabolizmus kože sa riadi 28-dňovým cyklom. Viditeľné výsledky sa preto obvykle objavujú po 1 mesiaci pravidelného používania.

Otázka: Aká je odporúčaná dĺžka jednej procedúry s LED maskou?
Odpoveď: Obmedzte fototerapeutické procedúry na maximálne 15 minút. Prekročenie tejto doby môže spôsobiť poškodenie kože. Starostlivo prosím sledujte dobu používania.

Otázka: Môžem masky ohýbať alebo skladať?
Odpoveď: Nie, pretože by to mohlo poškodiť ich vnútorné obvody.

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

